

2020年12月新製品のご紹介

新製品
購入時に
使える

メルマガ会員限定 40% OFFクーポン プレゼント

毎月1日配信のCST NEWSにお得なクーポンが付いてくる！



12月の40% OFFクーポンコード有効期限

2020年12月1日 - 2021年1月31日受注分まで

CSTメルマガ登録はこちらから！
www.cst-science.com/2020npi



2020年12月新製品

12月のCST NEWSでお届けした40% OFFクーポンコード対象製品リストです

12月の40% OFFクーポンコード有効期間：2020年12月1日-2021年1月31日受注分まで

製品番号	製品名	サイズ	希望納入 価格 (円)	クーポン適用 特別価格 (円)	アプリケーション	種交差性	貯法
Adhesion/ECM							
#90205S	GPNMB (E7U1Z) Rabbit mAb	100 µL	60,000	36,000	WB IF-F IF-IC F	M	-20℃
#27535S	PAI-1 Antibody	100 µL	60,000	36,000	WB	M R	-20℃
#79109S	PAR1 (E9J9L) Rabbit mAb	100 µL	60,000	36,000	WB IP	H	-20℃
Apoptosis							
#69400S	DR5 (E9D7D) Rabbit mAb	100 µL	60,000	36,000	WB	H	-20℃
#98303T	Mouse Reactive Pyroptosis Antibody Sampler Kit	1 Kit	129,000	77,400	-	-	-20℃
Autophagy							
#83414S	FAM134B (E8Y9R) Rabbit mAb	100 µL	60,000	36,000	WB IP IF-IC	H M R	-20℃
#18577S	LC3B (E5Q2K) Mouse mAb (Alexa Fluor® 647 Conjugate)	100 µL	64,000	38,400	IF-IC	H M R	4℃
Cell Cycle / Checkpoint Control							
#18769S	p16 INK4A (E6N8P) Rabbit mAb	100 µL	60,000	36,000	WB IP IF-IC	H	-20℃
#35302S	Senescence β-Galactosidase Activity Assay Kit (Fluorescence, Flow Cytometry)	1 Kit	129,000	77,400	F	H	-20℃
#23833S	Senescence β-Galactosidase Activity Assay Kit (Fluorescence, Plate-Based)	1 Kit	89,000	53,400	-	-	-20℃
#38650S	TOP1 (E4Z1Q) Rabbit mAb	100 µL	60,000	36,000	WB	H M R	-20℃
#94886S	WIP1 (E2X1I) Rabbit mAb	100 µL	60,000	36,000	WB IP IF-IC	H	-20℃
Chromatin Regulation / Nuclear Function							
#80283S	ALKBH5 (E5Y7C) Rabbit mAb	100 µL	60,000	36,000	WB	H M R Mk	-20℃
#86538C	FastScan™ Cas9 (S. aureus) ELISA Kit	1 Kit	110,000	66,000	ELISA	-	4℃
#26498S	Ubiquityl-Histone H2A (Lys119) (D27C4) XP® Rabbit mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate)	100 µL	76,000	45,600	IF-IC F	H M R Mk	4℃
#82389S	NUT (C52B1) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 555 Conjugate)	100 µL	64,000	38,400	IF-F	H R (Mk)	4℃
Cytoskeletal Signaling							
#39862S	CRAD Antibody	100 µL	60,000	36,000	WB IP	H	-20℃
#79145S	GOLGA4/GOLGIN-245 Antibody	100 µL	60,000	36,000	WB IP	H M R	-20℃
#58996S	LAMP1 (D2D11) XP® Rabbit mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate)	100 µL	74,000	44,400	IF-IC F	H Mk	4℃
#73589S	LAMP1 (D2D11) XP® Rabbit mAb (Alexa Fluor® 647 Conjugate)	100 µL	74,000	44,400	IF-IC F	H Mk	4℃
#85995S	LAMP1 (D2D11) XP® Rabbit mAb (PE Conjugate)	100 µL	74,000	44,400	F	H Mk	4℃
#62234S	PAK5 (E3X7O) Rabbit mAb	100 µL	60,000	36,000	WB	H	-20℃
Developmental Biology							
#17404S	TCF1/TCF7 (C63D9) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 555 Conjugate)	100 µL	64,000	38,400	F	H M	4℃
#84912S	Cleaved TGF-β1 (Ala279)/ TGF-β2 (Ala303)/ TGF-β3 (Ala301) Antibody	100 µL	69,000	41,400	WB	H (M R)	-20℃
Glucose / Energy Metabolism							
#92479S	Asparagine Synthetase (E6C2C) XP® Rabbit mAb	100 µL	64,000	38,400	WB IP IHC-P F	H M R	-20℃
#92479T		20 µL	39,000	23,400			
#28420S	IMPDH1 Antibody	100 µL	60,000	36,000	WB	H M R Mk	-20℃
#96006S	ITPK1 Antibody	100 µL	60,000	36,000	WB IP	H M R	-20℃
#37635S	PYCR1 (E7P3I) Rabbit mAb	100 µL	60,000	36,000	WB IP	H Mk	-20℃
#39477S	SIK3 Antibody	100 µL	60,000	36,000	WB IP	H	-20℃
#55959S	TOM40 (E6Q3Z) Rabbit mAb	100 µL	60,000	36,000	WB IP	H M R Mk	-20℃
Immunology and Inflammation							
#16484S	BATF3 (E3K5H) Rabbit mAb	100 µL	60,000	36,000	WB IP F	H	-20℃
#41033S	CD84 Antibody	100 µL	60,000	36,000	WB IP	M	-20℃
#20992S	CD99 (E5N6F) Rabbit mAb	100 µL	60,000	36,000	WB IP	H	-20℃
#49014S	CT45 Antibody	100 µL	60,000	36,000	WB	H	-20℃
#10127S	DOCK2 Antibody	100 µL	60,000	36,000	WB IP	H	-20℃
#97917S	FcRn Antibody	100 µL	60,000	36,000	WB	H	-20℃
#90683S	GITR (D5V7P) Rabbit mAb (PE Conjugate)	100 µL	64,000	38,400	F	H	4℃
#84618S	IL-1α Antibody	100 µL	60,000	36,000	WB	H	-20℃
#20609S	iNOS (E3W6B) Rabbit mAb	100 µL	60,000	36,000	WB IP IF-IC	H	-20℃

製品番号	製品名	サイズ	希望納入 価格 (円)	クーポン適用 特別価格 (円)	アプリケーション	種交差性	貯法
#33859S	IRF-4 (E8H3S) XP® Rabbit mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate)	100 µL	74,000	44,400	F	H M	4℃
#68013S	IRF-5 (E9I4Z) Rabbit mAb (PE Conjugate)	100 µL	64,000	38,400	F	H M	4℃
#74818S	IRF-5 (E7F9W) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 647 Conjugate)	100 µL	64,000	38,400	IF-IC F	H	4℃
#87501S	MIF (E7T1W) Rabbit mAb	100 µL	62,000	37,200	WB IHC-P	H M R	-20℃
#75038S	MIF (E8S8H) Rabbit mAb	100 µL	60,000	36,000	WB IF-F IF-IC	H M R Hm	-20℃
#60475S	PD-L1 (D4H1Z) Rabbit mAb	100 µL	60,000	36,000	WB	M	-20℃
#47945S	Poly(dA:dT) Sodium Salt	0.66 mg	62,000	37,200	-	-	-20℃
#55092S	Phospho-SAMHD1 (T11592) (D7U2M) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 647 Conjugate)	100 µL	66,000	39,600	F	H M R	4℃
#63654S	Phospho-SLP-76 (Ser376) (E3G9U) XP® Rabbit mAb (APC Conjugate)	100 µL	76,000	45,600	F	H M	4℃
#94697S	Phospho-SLP-76 (Ser376) (E3G9U) XP® Rabbit mAb (PE-Cy7® Conjugate)	100 µL	76,000	45,600	F	H M	4℃
#46994S	Phospho-Syk (Tyr525/526) (C87C1) Rabbit mAb (APC Conjugate)	100 µL	66,000	39,600	F	H (M R)	4℃
#99567S	TIGIT (E5Y1W) XP® Rabbit mAb	100 µL	138,000	82,800	WB IP IHC-P IF-IC	H	-20℃
#99567T		20 µL	49,000	29,400			
#75743S	TIM-3 (E9K5D) Rabbit mAb	100 µL	60,000	36,000	IF-F IF-IC F	M	-20℃
#67225S	TNF-α (D1G2) Rabbit mAb (Pacific Blue™ Conjugate)	100 µL	64,000	38,400	F	H	4℃
#35615S	Tyk2 (E9H4T) Rabbit mAb	100 µL	60,000	36,000	WB	M R	-20℃

MAP Kinase Signaling

#77986S	MEF2D (E6H7N) Rabbit mAb	100 µL	60,000	36,000	WB IP IF-IC	H	-20℃
#25651S	MEF2D (E9R5J) Rabbit mAb	100 µL	60,000	36,000	WB IP	H M R	-20℃
#93796S	Phospho-PFAS (Thr619) Antibody	100 µL	69,000	41,400	WB IP	H	-20℃
#51813S	Ras (E4K9L) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate)	100 µL	64,000	38,400	IF-F IF-IC	H M R Mk	4℃
#64520S	Ras (E4K9L) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 555 Conjugate)	100 µL	64,000	38,400	IF-F IF-IC	H M R Mk	4℃
#37182S	Ras (E4K9L) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 647 Conjugate)	100 µL	64,000	38,400	IF-F IF-IC	H M R Mk	4℃

Neuroscience

#35175S	Cav2.2/CACNA1B Antibody	100 µL	60,000	36,000	WB IP	M R	-20℃
#81221S	CYFIP1 (E6X1U) Rabbit mAb	100 µL	60,000	36,000	WB IP	H M R	-20℃
#20848S	EAAT2 (E3P5K) Rabbit mAb	100 µL	60,000	36,000	WB IF-F	H M R	-20℃
#37342S	GAT1 (E7J1B) Rabbit mAb	100 µL	60,000	36,000	WB IP IF-F	H M R	-20℃
#25438S	GAT3 Antibody	100 µL	60,000	36,000	WB	H M R	-20℃
#20825S	Iba1/AIF-1 (E4O4W) XP® Rabbit mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate)	100 µL	74,000	44,400	IF-F IF-IC F	H M R	4℃
#78060S	Iba1/AIF-1 (E4O4W) XP® Rabbit mAb (Alexa Fluor® 647 Conjugate)	100 µL	74,000	44,400	IF-F IF-IC F	H M R	4℃
#54670S	MPP5/PALS1 (OTI5D10) Mouse mAb	100 µL	60,000	36,000	WB	H R	-20℃
#29717S	MSA4A4 (E7J5D) Rabbit mAb	100 µL	60,000	36,000	WB IP	H	-20℃
#79310S	Spastin Antibody	100 µL	60,000	36,000	WB	H M R	-20℃
#44150S	SYNGR3 (E2R8R) Rabbit mAb	100 µL	60,000	36,000	WB IF-F IF-IC	H M R	-20℃

Protein Folding and Trafficking

#74512S	ACE2 (OTI1G4) Mouse mAb	100 µL	61,000	36,600	WB IHC-Bond IHC-P	H	-20℃
#56085S	ARL8B Antibody	100 µL	60,000	36,000	WB	H M R	-20℃

Translational Control

#28699S	hnRNP M Antibody	100 µL	60,000	36,000	WB	H	-20℃
#48590S	PhosphoPlus® TFEB (Ser211) Antibody Duet	1 Kit	115,000	69,000	-	-	-20℃

Ubiquitin and Ubiquitin-Like Proteins

#78385S	PSMB10/MECL-1 Antibody	100 µL	60,000	36,000	WB	H M	-20℃
#58395S	Ubiquitin (P37) Antibody	100 µL	62,000	37,200	WB IHC-P	All	-20℃


Related Products

#38365S	Human ACE2 (18-615) Recombinant Protein (hFc-Tag)	20 µg	112,000	67,200	-	-	-80℃
#58512S	Mouse (E1D5H) mAb IgG3 Isotype Control (PE Conjugate)	100 µL	26,000	15,600	F	-	4℃
#24387S	SARS-CoV-2 Spike Protein (CR3022 Chimeric) Mouse IgG2a mAb	100 µg	43,000	25,800	ELISA	Vir	-20℃
#88005C	SARS-CoV-2 Spike Protein Multi-Domain (S1-NTD, RBD, S1, S2) Serological IgG Sampler ELISA Kit	1 Kit	133,000	79,800	ELISA	H	4℃
#23733S	SignalScan™ Peptide Mix (SARS-CoV-2)	96 µL	106,000	63,600	-	-	-20℃

種交差性：H-ヒト、M-マウス、R-ラット、Hm-ハムスター、Mk-サル、Mi-ミンク、C-ニワトリ、Pg-ブタ、B-ウシ、Dm-キイロシヨウジョウバエ、Z-ゼブラフィッシュ、X-アフリカツメガエル、Sc-出芽酵母、Hr-ウマ、Ce-線虫、GP-モルモット、Dg-イヌ、Rab-ウサギ、All-すべて
括弧付きの動物種は、配列が100%相同であるため反応すると推定されます。 種交差性は、ウェスタンブロッティングで確認しています。
アプリケーション：WB-ウェスタンブロッティング、IP-免疫沈降、IF-IC-免疫蛍光細胞染色、IF-P-免疫蛍光染色(パラフィン切片)、IHC-P-免疫組織化学染色(パラフィン切片)、IHC-Bond-Leica® Bond™使用免疫組織化学染色(パラフィン切片)、IHC-F-免疫組織化学染色(凍結切片)、F-フローサイトメトリー、ChP-ク ロマチン免疫沈降、ChP-seq-ク ロマチン免疫沈降シークエンス、C&A-CUT&RUN、EUSA-ELISA
※種交差性とアプリケーションに関する最新情報は、ウェブをご覧ください。

CSTは、毎月1日にメルマガ会員様向け「CST NEWS」を配信しています。
メルマガ会員様へのスペシャル特典として、毎月の新製品がお得に買える
「40% OFFクーポンコード」を送付いたします。

40% OFFクーポン適用方法



注意事項

【お客様へ】

- 毎月1日に送付されるクーポンコードは、メールに記載の有効期限内にご使用ください。
- 40% OFFクーポンは、その月の新製品にのみ使用可能です。対象製品以外には使用できません。
- 以下の場合、40% OFFは適用されず、通常価格となりますのでご注意ください。
 - 弊社受注後にクーポンコードの提示があった場合
 - 有効期限切れのクーポンコードで注文があった場合
- 他のキャンペーンや特別措置との併用はできません。

【代理店様へ】

- お客様からクーポン利用でご注文を受けた際は、注文書に必ず製品番号とクーポンコードをご記入ください。
- 以下の場合、40% OFFは適用されず、通常価格となりますのでご注意ください。
 - 弊社受注後にクーポンコードの提示があった場合
 - ご注文書にクーポンコードの記載がなかった場合
 - 有効期限切れのクーポンコードで注文があった場合

本パンフレット中の情報は2020年11月現在のもので、予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。

© 2020 Cell Signaling Technology, Inc. Cell Signaling Technology, CST, FastScan, PhosphoPlus, SignalScan and XP are trademarks of Cell Signaling Technology, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

試験研究用 20-NOC-193465-FLY1-J1

■ 輸入販売元



〒101-0047

東京都千代田区内神田 1-6-10 笠原ビルディング 10 階

www.cellsignal.jp

■ 取扱店