

2021年5月新製品のご紹介

新製品
購入時に
使える

メルマガ会員限定 30% OFFクーポン プレゼント

毎月1日配信のCST NEWSにお得なクーポンが付いてくる!

JANUARY

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
			1	2	3	4
5	6			9	10	11
12	13	14	15	16	17	18

毎月1日はCST NEWSの日

5月の30% OFFクーポンコード有効期限

2021年5月1日-6月30日受注分まで

CSTメルマガ登録はこちらから!
www.cst-science.com/2021npi



2021年5月新製品

5月のCST NEWSでお届けした30% OFFクーポンコード対象製品リストです

5月の30% OFFクーポンコード有効期間：2021年5月1日-2021年6月30日受注分まで

製品番号	製品名	サイズ	希望納入 価格 (円)	クーポン適用 特別価格 (円)	アプリケーション	種交差性	貯法
Adhesion/ECM							
63779S	Fibronectin/FN1 Antibody	100 µL	60,000	42,000	WB	M, R	-20°C
32823S	SPON2 Antibody	100 µL	60,000	42,000	WB	H	-20°C
Apoptosis							
63665S	Cathepsin G (E3N3O) Rabbit mAb	100 µL	60,000	42,000	WB, IHC-P	H	-20°C
41357S	Lamin A/C (4C11) Mouse mAb (Alexa Fluor® 647 Conjugate)	100 µL	64,000	44,800	IF-F, IF-IC, F	H, M, R, Mk	4°C
Autophagy							
35955S	Phospho-Bcln-1 (Ser30) (E1C4X) Rabbit mAb	100 µL	69,000	48,300	WB, IP	H, M, R	-20°C
74030S	NUFIP1 (E7E4L) Rabbit mAb	100 µL	60,000	42,000	WB, IP	H	-20°C
Cell Cycle / Checkpoint Control							
51541S	MDM2 (E3G5I) Rabbit mAb	100 µL	60,000	42,000	WB, IP	H, M, R	-20°C
27884S	PMS2 (E9U4P) Rabbit mAb	100 µL	60,000	42,000	WB, IP, IF-IC	H	-20°C
Chromatin Regulation / Nuclear Function							
38328S	ARID4A/RbBP1 (E2T6V) Rabbit mAb	100 µL	60,000	42,000	WB, IP	H, Mk	-20°C
91982S	LbCpf1 (Strain ND2006) (2D5-6G11) Mouse mAb	100 µL	60,000	42,000	WB, IF-IC	All	-20°C
Developmental Biology							
71107S	GLI3 (E6E2K) Rabbit mAb	100 µL	60,000	42,000	WB, IP	H	-20°C
28556S	PAX8 (BC12) Mouse mAb	100 µL	62,000	43,400	IHC-P	H	4°C
87318S	Human SCF Recombinant Protein	10 µg	44,000	30,800	-	-	-20°C
80170S	SIX2 Antibody	100 µL	60,000	42,000	WB	H, M	-20°C
48143S	Human VEGF-165 Recombinant Protein	10 µg	44,000	30,800	-	-	-20°C
Glucose / Energy Metabolism							
61560S	ACP/NDUFAB1 Antibody	100 µL	60,000	42,000	WB	H, Mk	-20°C
59558S	AQP5 Antibody	100 µL	60,000	42,000	WB, IP	H, M, R	-20°C
44957S	FoxA1/HNF3α (E7E8W) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate)	100 µL	64,000	44,800	IF-IC	H	4°C
40538S	Glut3 (E7M7V) Rabbit mAb	100 µL	60,000	42,000	WB, IF-IC, F	H	-20°C
19912S	Mouse IGF-1 Recombinant Protein	10 µg	20,000	14,000	-	-	-20°C
86804S	MTHFD2 (E7A4L) XP® Rabbit mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate)	100 µL	74,000	51,800	IF-IC	H	4°C
38257S	MTHFD2 (E7A4L) XP® Rabbit mAb (Alexa Fluor® 555 Conjugate)	100 µL	74,000	51,800	IF-IC	H	4°C
48636S	MTHFD2 (E7A4L) XP® Rabbit mAb (Alexa Fluor® 594 Conjugate)	100 µL	74,000	51,800	IF-IC	H	4°C
64107S	MTHFD2 (E7A4L) XP® Rabbit mAb (Alexa Fluor® 647 Conjugate)	100 µL	74,000	51,800	IF-IC	H	4°C
82933S	MT-ND3 (E8O4E) Rabbit mAb	100 µL	60,000	42,000	WB, IP	H	-20°C
90704S	TOM22 (E3F4M) Rabbit mAb	100 µL	60,000	42,000	WB, IP	H	-20°C
Immunology and Inflammation							
19191S	CD45.2 (104) Mouse mAb (APC Conjugate)	100 µg	64,000	44,800	F	M	4°C
28233S	CD45.2 (104) Mouse mAb (FITC Conjugate)	100 µg	64,000	44,800	F	M	4°C
46771S	CD45.2 (104) Mouse mAb (PE Conjugate)	100 µg	64,000	44,800	F	M	4°C
56406S	CD45.2 (104) Mouse mAb (PE-Cy7® Conjugate)	100 µg	64,000	44,800	F	M	4°C
99775S	CD45.2 (104) Mouse mAb (PerCP-Cy5.5® Conjugate)	100 µg	64,000	44,800	F	M	4°C
69939S	CD45.2 (104) Mouse mAb (redFluor™ 710 Conjugate)	100 µg	64,000	44,800	F	M	4°C
83002S	CD45.2 (104) Mouse mAb (violetFluor™ 450 Conjugate)	100 µg	64,000	44,800	F	M	4°C
95440S	CD45.2 (104) Mouse mAb (violetFluor™ 500 Conjugate)	100 µg	64,000	44,800	F	M	4°C
19130S	CMTM6 (E5B1F) Rabbit mAb	100 µL	60,000	42,000	WB, IP, IF-IC, F	H	-20°C
33444S	Mouse CSF-1/M-CSF Recombinant Protein	10 µg	44,000	30,800	-	-	-20°C
33365S	GCSAM/HGAL (E7V1W) Rabbit mAb	100 µL	60,000	42,000	WB, F	H	-20°C
70343S	Mouse GM-CSF Recombinant Protein	20 µg	53,000	37,100	-	-	-20°C
46001S	IkBα (L35A5) Mouse mAb (Amino-terminal Antigen) (APC Conjugate)	100 µL	64,000	44,800	F	H, M, R, Mk, B, Pg	4°C
31058S	Human IL-2 Recombinant Protein	10 µg	20,000	14,000	-	-	-20°C
50944S	Mouse IL-17A Recombinant Protein	25 µg	53,000	37,100	-	-	-20°C
58269S	Mouse IL-22 Recombinant Protein	10 µg	44,000	30,800	-	-	-20°C

製品番号	製品名	サイズ	希望納入 価格 (円)	クーポン適用 特別価格 (円)	アプリケーション	種交差性	貯法
62226S	Human LIF Recombinant Protein	25 µg	53,000	37,100	-	-	-20°C
75092S	Ly-6C (HK1.4) Rat mAb (APC Conjugate)	100 µg	64,000	44,800	F	M	4°C
88920S	Ly-6C (HK1.4) Rat mAb (FITC Conjugate)	100 µg	64,000	44,800	F	M	4°C
35837S	Ly-6C (HK1.4) Rat mAb (PE Conjugate)	100 µg	64,000	44,800	F	M	4°C
31553S	Phospho-NF-κB p65 (Ser536) (93H1) Rabbit mAb (APC Conjugate)	100 µL	66,000	46,200	F	H, M, R, Hm, Mk, Pg, (Dg)	4°C
26941S	Human NRG1-β1 Recombinant Protein	10 µg	20,000	14,000	-	-	-20°C
41440S	OAS3 Antibody	100 µL	60,000	42,000	WB, IP	H	-20°C
58525S	Pyrin/MEFV (E9U8M) Rabbit mAb	100 µL	60,000	42,000	WB	H	-20°C
55222S	RAGE (E716S) Rabbit mAb	100 µL	60,000	42,000	WB	H, M	-20°C
71590S	RNF128 Antibody	100 µL	60,000	42,000	WB, IP	H	-20°C
66382S	Tapasin (E6P2Z) XP® Rabbit mAb	100 µL	67,000	46,900	WB, IHC-P	H, M, R	-20°C
66382T	Tapasin (E6P1H) Rabbit mAb	20 µL	39,000	27,300	WB, IHC-P	H	-20°C
77853S	Tapasin (E6P1H) Rabbit mAb	100 µL	62,000	43,400	WB, IHC-P	H	-20°C
97135S	T-bet/TBX21 (E412K) Rabbit mAb	100 µL	62,000	43,400	WB, IP, IHC-P, IF-F	H, M	-20°C
96865S	TNF-α (D1G2) Rabbit mAb (PE-Cy7® Conjugate)	100 µL	64,000	44,800	F	H	4°C
Infectious Diseases							
75352T	Coronavirus Host Cell Attachment and Entry Antibody Sampler Kit	1 Kit	129,000	90,300	-	-	-20°C
28764S	dsRNA (K1) Mouse mAb	200 µg	60,000	42,000	IF-IC	All	-20°C
Neuroscience							
50748T	Astrocyte Markers Antibody Sampler Kit	1 Kit	129,000	90,300	-	-	-20°C
10513S	Iba1/AIF-1 (E404W) XP® Rabbit mAb (PE Conjugate)	100 µL	74,000	51,800	F	H, M, R	4°C
42521T	LRP1-mediated Endocytosis and Transmission of Tau Antibody Sampler Kit	1 Kit	129,000	90,300	-	-	-20°C
36866S	Phospho-Parkin (Ser65) Antibody	100 µL	69,000	48,300	WB	H	-20°C
47193S	POMC (AH26) Mouse mAb	100 µL	62,000	43,400	IHC-P	H	-20°C
43932C	PathScan® Phospho-Tau (Ser396) Sandwich ELISA Kit	1 Kit	109,000	76,300	ELISA	H, M, R	4°C
80244C	PathScan® Phospho-Tau (Ser404) Sandwich ELISA Kit	1 Kit	109,000	76,300	ELISA	H, M, R	4°C
Translational Control							
28748S	CPEB4 Antibody	100 µL	60,000	42,000	WB, IP	H, M, R, Mk	-20°C
20733S	NRF2 (E5F1A) Rabbit mAb	100 µL	60,000	42,000	WB, ChIP	H, M, R, Mk	-20°C
Ubiquitin and Ubiquitin-Like Proteins							
40199S	UBAP2L (E5X4E) Rabbit mAb	100 µL	60,000	42,000	WB, IP, IHC-P, IF-IC	H, M, Mk	-20°C
Related Products							
62648S	Collagenase, Type 1	1 g	59,000	41,300	-	-	4°C
77336S	Collagenase, Type 2	1 g	59,000	41,300	-	-	4°C
25970S	Collagenase, Type 3	1 g	59,000	41,300	-	-	4°C
44204S	Collagenase, Type 4	1 g	59,000	41,300	-	-	4°C
53331S	Deoxyribonuclease I, Recombinant (Animal-Free, Protease and RNase Free)	10 ku	55,000	38,500	-	-	4°C
71637P2	Sample Diluent A	125 mL	21,000	14,700	ELISA	-	4°C
55813S	Hyaluronidase	30 ku	86,000	60,200	-	-	-20°C

学生応援キャンペーン「CST Starter Kit Club」会員募集中!

今年度研究を始める学生の皆様対象。応募者全員に実験に役立つツールの入ったスターターキットをプレゼント!

キャンペーン期間: 2021年6月11日(金)まで

詳細はウェブサイトをご覧ください: www.cst-science.com/starter21-npi







種交差性: H-ヒト, M-マウス, R-ラット, Hm-ハムスター, Mk-サル, Mi-ミンク, C-ニワトリ, Pg-ブタ, B-ウシ, Dm-キイロショウジョウバエ, Z-ゼブラフィッシュ, X-アフリカツメガエル, So-出芽酵母, Hr-ウマ, Ce-線虫, Gp-モルモット, Dg-イヌ, Rab-ウサギ, Vt-ウイルス, All-すべて
括弧付きの動物種は、配列が100%相同であるため反応すると推定されます。種交差性は、ウェスタンブロットングで確認しています。
アプリケーション: WB-ウェスタンブロットング, IP-免疫沈降, IF-IC-免疫蛍光細胞染色, IF-P-免疫蛍光染色(バラフィン切片), IF-F-免疫蛍光染色(凍結切片), IHC-P-免疫組織化学染色(バラフィン切片), IHC-Bo-nd™ Bond™使用免疫組織化学染色(バラフィン切片), IHC-F-免疫組織化学染色(凍結切片), F-フローサイトメトリー, ChP-クオモチン免疫沈降, ChP-seq-クオモチン免疫沈降シーケンス, C&A-CUT&RUN, ELISA-ELISA, FUNC-Function

※種交差性とアプリケーションに関する最新情報は、ウェブをご覧ください。

CSTは、毎月1日にメルマガ会員様向け「CST NEWS」を配信しています。
メルマガ会員様へのスペシャル特典として、毎月の新製品がお得に買える
「30% OFFクーポンコード」を送付いたします。

30% OFFクーポン適用方法

<p>1</p>  <p>メルマガ会員に登録 ※登録済みの方は再登録不要です。</p>	<p>2</p>  <p>毎月1日に配信の「CST NEWS」をクリック ※月の途中で新規登録いただいた方には、登録後すぐにクーポンコードをメールにてお送りします。</p>
<p>3</p>  <p>CST NEWSのクーポンコードを確認</p>	<p>4</p>  <p>ご注文の際に、代理店に製品番号、製品名とクーポンコードを伝える</p>

キャンペーンの条件：本キャンペーンは日本国内においてのみ有効です。5月発売の新製品（対象製品については www.cst-science.com/2021npi をご参照ください）につき、定価の30%を割引いたします。有効期限は2021年6月30日です。現金または現金同等物、代替品の提供はありません。本キャンペーンは、新規の注文のみに有効であり、制限が適用されます。本キャンペーンは、既存の注文、保留中の注文、または過去の注文には適用されません。本キャンペーンは、キャンペーン用パンフレット、および www.cst-science.com/2021npi に掲載された5月発売の新製品の購入すべてに適用されます。その他のすべての製品/サービス (PTMScan® サービスを含む) およびカスタム注文は対象外です。割引の適用には、注文時にメールで受け取ったクーポンコードの記載が必要です。クーポンコードの記載がない注文は、通常価格が適用されます。他のプロモーションや割引との併用はできません。条件を満たさない製品、税、送料、手数料は、製品の小計の算定には含まれません。複製または譲渡された場合および法律で禁止される場合は無効となります。CSTは、いかなる時点においても事前の予告なく本キャンペーンを中止または変更する権利を留保します。

本パンフレット中の情報は2021年4月現在のもので、予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。
© 2021 Cell Signaling Technology, Inc. Cell Signaling Technology, CST, PathScan and XP are trademarks of Cell Signaling Technology, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

試験研究用 21-LRG-232642-FLY1-J1

■ 輸入販売元



〒101-0047

東京都千代田区内神田 1-6-10 笠原ビルディング 10 階

www.cellsignal.jp

■ 取扱店